

## הוראות טעינת קוצב כאב

ברכות על בחירתך במערכת Precision לטיפול בכאב כרוני. מערכת זו היא המערכת הנטענת המתקדמת ביותר מסוגה ובעלת סוללה המחזיקה לפחות 15 שנים.

הסוללה הנטענת במכשיר זה אינה מושפעת מכמויות הטעינה או מאי-טעינת המכשיר.

זמן הטעינה משתנה על פי אופי השימוש הפרטני של כל אדם ויכול לנוע בין כחצי שעה בשבוע ועד מספר שעות. ההמלצה היא לטעון את המכשיר פעם בשבוע, ביום קבוע.

הטעינה מומלצת להתבצע בבית. אין לטעון את המכשיר בעת חשיפה לשמש או במקומות ציבוריים.

### כיצד טוענים?

בערכת הטעינה תמצאו את בסיס הטעינה המחובר לכבל חשמלי, חגורת מטען ואת המטען עצמו.

על המטען להיות בבסיס הטעינה בכל העת, עד לזמן הטעינה. על המטען תופיע נורית בצבע צהוב שתשנה עם משך זמן החיבור לחשמל לצבע ירוק.



יש להוציא את המטען מהבסיס וללחוץ על לחצן ההפעלה



המכשיר ישמיע צפצופים בודדים.

יש להכניס את המטען הפועל (מצפצף) אל תוך חגורת המטען:



כעת יש להצמיד את החגורה אל הגוף באזור הקוצב המושתל ולכוון את המטען עד שיפסיק הצפצוף.



ברגע שהמטען מפסיק לצפצף הוא "מצא" את הקוצב ומתחיל תהליך ההטענה. בסיום התהליך ישמיע המכשיר 3 צפוצופים רצופים. רצוי לחבר את חגורת הטעינה מתחת לבגדים כמה שיותר צמוד לקוצב.

בעת סיום התהליך יש להחזיר את הקוצב לעמדת הטעינה, עד לזמן הטעינה הבא.

**בכל שאלה צוות מדוק עומד לרשותך בטלפון 04-9038800.  
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו בכתובת:  
[www.medoc.co.il](http://www.medoc.co.il)**